



**CT ASPHINA 409M**  
**CT ASPHINA 409MP preloaded**  
Technische Daten



We make it visible.

# CT ASPHINA 409M

## CT ASPHINA 409MP preloaded

### CT ASPHINA® 409M

|   |   |
|---|---|
| Design der Optik                          | Monofokal, asphärisch (aberrationsneutral)  |
| Material                                  | Hydrophiles Acrylat (25%) mit hydrophoben Oberflächeneigenschaften  |
| Durchmesser der Optik                     | 6,0 mm  |
| Gesamtdurchmesser                         | 11,0 mm   |
| Anwinkelung der Haptik                    | 0°  |
| Linsendesign                              | Einteilig, MICS   |
| Inzisionsgröße                            | 1,8 mm  |
| A-Konstante des Unternehmens <sup>1</sup> | 118,0   |
| Dioptriebereich                           | Von 0,0 bis +32,0 dpt<br>0,0 bis +10,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte<br>+10,0 bis +30,0 dpt, 0,5-dpt-Schritte<br>+30,0 bis +32,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte  |
| Vorderkammertiefe (ACD)                   | 4,97  |
| Implantation in                           | Kapselsack  |
| Injektor / Kartuschenset <sup>2</sup>     | AT.Shooter A2-2000 / ACM2<br>oder<br>AT.SHOOTER A1-2000 / VISCOJECT™-BIO 1.8 Kartuschenset<br>oder<br>VISCOJECT-BIO 1.8 Injektorset<br>oder<br>Einweginjektor A6 & *AT.Smart Kartuschenset (1,8 mm) |



### CT ASPHINA 409MP preloaded

|   |  |
|---|--|
| Design der Optik                          | Monofokal, asphärisch (aberrationsneutral)   |
| Material                                  | Hydrophiles Acrylat (25%) mit hydrophoben Oberflächeneigenschaften   |
| Durchmesser der Optik                     | 6,0 mm   |
| Gesamtdurchmesser                         | 11,0 mm  |
| Anwinkelung der Haptik                    | 0°   |
| Linsendesign                              | Einteilig, MICS  |
| Inzisionsgröße                            | 1,8 mm   |
| A-Konstante des Unternehmens <sup>1</sup> | 118,0  |
| Dioptriebereich                           | Von 0,0 bis +32,0 dpt<br>0,0 bis +10,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte<br>+10,0 bis +30,0 dpt, 0,5-dpt-Schritte<br>+30,0 bis +32,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte |
| Vorderkammertiefe (ACD)                   | 4,97   |
| Implantation in                           | Kapselsack   |
| Injektor / Kartuschenset <sup>2</sup>     | BLUEMIXS® 180  |

<sup>1</sup> Weitere Informationen zu optimierten A-Konstanten erhalten Sie auf unseren Internetseiten.

<sup>2</sup> Besuchen Sie unsere Internetseiten für die aktuellsten Informationen.



0297 CT ASPHINA 409M / MP  
AT.Smart Kartuschenset  
ACM2 Kartuschenset



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Str. 51–52  
07745 Jena  
Deutschland  
[www.zeiss.com/iol](http://www.zeiss.com/iol)  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)



0459 CT ASPHINA 409MP  
BLUEMIXS 180 Injektor



**Carl Zeiss Meditec SAS**  
27 Avenue Paul Langevin  
17180 Périgny – Frankreich  
**Postanschrift:**  
Avenue Paul Langevin – BP5  
17053 La Rochelle – Cedex 9  
Frankreich

DE\_32\_022\_00841

CT ASPHINA und BLUEMIXS sind eingetragene Warenzeichen von Carl Zeiss Meditec. VISCOJECT ist ein Warenzeichen von Mediceal (CE 0482). Der Inhalt des Prospekts kann vom aktuellen Stand der Produktzulassung in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen treten Sie bitte mit unserer regionalen Vertretung in Verbindung. Änderungen in Design und Lieferumfang sowie infolge fortlaufender technischer Entwicklungen vorbehalten. Gedruckt auf elementarchlorfrei gebleichtem Papier. © 2015 Carl Zeiss Meditec AG. Alle Urheberrechte vorbehalten.



00000-2001-371

01/2015