

PURI CLEAR™ 500 PP



PURI CLEAR™ 500 PP



Physiologische isotonische Salzlösung zur intraokularen und topischen Irrigation bei Eingriffen am Auge

Zusammensetzung	Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumacetat, Natriumcitrat
pH-Wert	6,8 - 7,8
Osmolalität	275 - 315 mOsmol/kg
Eigenschaften	- Spülung der Hornhaut und der vorderen Augenkammer - Flüssigkeitszufuhr während Hornhauttransplantationen
Lagerung	Unter 25 °C - nicht einfrieren
Verpackung	Box mit 10 x 500 ml Plastikbeute ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Die Verpackung dieses Produkts enthält DEHP.



I/02078 12/10 DE

PURI CLEAR™ ist ein Warenzeichen von Carl Zeiss Meditec.

Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes in Ihrem Land abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionale Vertretung.

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

© 2010 durch Carl Zeiss Meditec AG. Urheberrechtlich geschützt. Hersteller: Carl Zeiss Meditec SAS, Avenue Paul Langevin, BP5, 17053 La Rochelle cedex 9, Frankreich.