

PURI CLEAR™



PURI CLEAR™

Sterile pyrogenfreie isotonische Spüllösung zur Anwendung in der Ophthalmologie



Anwendung Irrigation der Vorder- und Hinterkammer bei Kataraktoperationen und anderen intraokularen Eingriffen, Ausspülen von Alpha-Chymotrypsin nach enzymatischer Zonulolyse, intraoperative Spülung der vorderen Augenkammer bei Vorderkammerblutungen. Irrigation des Hinterabschnitts bei vitreoretinalen Eingriffen. Irrigation der Hornhaut bei Strabotomie und anderen extraokularen Eingriffen. Irrigationen der Bindehaut nach Fluoreszinstillation, Spülung der Tränenwege nach Verätzungen und Verbrennungen, Feuchthalten der Hornhaut und der Bindehaut bei Laserbehandlung.

Zusammensetzung Natriumchlorid, Natriumacetat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Eigenschaften PURI CLEAR™ (Balanced Salt Solution) entspricht hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung, des pH-Wertes sowie der Osmolalität dem Kammerwasser. Als physiologische Spüllösung ist PURI CLEAR™ daher bestens für die Aufrechterhaltung des Zellstoffwechsels geeignet.

Phys.-chemische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Brechungsindex $n(20^\circ)$ | 1,3347 |
| pH-Wert (25°C) | 7,2 ± 0,2 |
| Osmolalität | 300 ± 20 mOsmol/kg |

Packungsgrößen

Karton mit Glasflaschen:
10 x 500 ml

Karton mit Plastikflaschen:
10 x 250 ml, 10 x 500 ml

Lagerung 2°C - 30°C

I/002047 12/10 DE

PURI CLEAR™ ist ein Warenzeichen von Carl Zeiss Meditec.
Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes in Ihrem Land abweichen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionale Vertretung.
Änderungen in Ausföhrung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.
© 2010 durch Carl Zeiss Meditec AG. Urheberrechtlich geschützt.