

## ZEISS Brillenglasfarben

### Funktion und Stil vereint

Eine Brille ist nicht zuletzt auch ein modisches Accessoire, das den persönlichen Stil des Brillenträgers unterstreicht. Gut sehen und gut aussehen heißt die Devise.

87 % aller Konsumenten tragen eine Sonnenbrille in ihrer Freizeit, zu offiziellen Anlässen und um modisch auszusehen<sup>1</sup>. Ein modischer Look und persönlicher Stil sind die Attribute des ZEISS Urban Segments, speziell entwickelt für die Kosmopoliten unter den Sonnenbrillenträgern, unabhängig von Jahreszeit und Lichtintensität. Getönte ZEISS Brillengläser mit Korrektionswirkung überzeugen durch enorme Vielfalt: Sie bieten jederzeit die passende, qualitativ hochwertige Lösung ganz an Ihre Wünsche angepasst. Jedes Segment umfasst eine vordefinierte Auswahl an getönten Brillengläsern – abgestimmt auf die Lichtverhältnisse bestimmter Umgebungen.

### Das ZEISS Farbportfolio

- ✓ Enorme Vielfalt an Tönungen – mit 34 Uni-Farben, 14 Verlaufsfarben, 4 Bicolor-Varianten und 3 Skylet-Farben
- ✓ Filter-Kategorien 0 bis 4 decken alle Filter-Kategorien ab: Lichtabsorption von 0 bis 97 %
- ✓ Farbpalette für viele Brillenglasmaterialien verfügbar (Indizes: 1.5, 1.6 und 1.67)
- ✓ Unser besonderes Know-How: Brillengläser in Ihrer Wunschfarbe
- ✓ 100% UV-Schutz

### Farbpalette



#### Helle Farben

In der Filter-Kategorie 0 (0 - 20 % Lichtabsorption) bietet ZEISS Uni-Farben, Verlaufsfarben und Bicolor-Varianten speziell für Innenräume oder sehr niedrige Lichtintensitäten, aber stets mit 100% UV-Schutz und mit bis zu 20 Varianten zur Auswahl.



Modische Tönungen der Filter-Kategorie 1 (20 – 57% Lichtabsorption), Space Blue und Happy Yellow.

## Modische Tönungen und Wunschfarben

Viele Kunden wünschen sich modische Farbtöne passend zu ihrem individuellen Stil. Neben außergewöhnlichen und leuchtenden Farben wie Happy Yellow und Space Blue liefert ZEISS Ihnen Brillengläser ganz nach Ihren individuellen Farbwünschen.

> [Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.](#)



## Klassische Sonnenschutzfarben für mittlere bis helle Lichtverhältnisse

In den Filter-Kategorien 2 (57 – 82 % Lichtabsorption) und 3 (83 – 92 % Lichtabsorption) bietet ZEISS rund 20 Voll- und Verlaufsfarben speziell für mittlere und hohe Lichtintensitäten und immer mit 100 % UV-Schutz. Für einen besonders modischen Look können einige Sonnenschutzgläser mit

> [DuraVision Mirror](#) kombiniert werden.



## Skylet® – kontraststeigernder Sonnenschutz

Skylet® Sonnenschutzgläser sind speziell für Anwendungssituationen konzipiert, in denen einerseits ein erhöhter UV- und Blendschutz notwendig ist, andererseits besondere Anforderungen an den Kontrast gestellt werden.

> [Mehr](#)

## Empfohlene Produkte



### **DuraVision® Sun**

ZEISS DuraVision Sun – die rückseitige Entspiegelung mit wasser- und ölabweisendem Eigenschaften für getönte Brillengläser

[Mehr erfahren](#)



### **DuraVision® Mirror**

ZEISS DuraVision Mirror - die Verspiegelungsbeschichtung in acht Farben

[Mehr erfahren](#)



### **ZEISS Brillengläser mit UVProtect Technologie**

Voller UV-Schutz in klaren Brillengläsern.

[Mehr erfahren](#)

Als einer der international führenden Hersteller von Brillengläsern steht ZEISS für höchste Präzision und optimalen Sehkomfort. ZEISS entwickelt und produziert nicht nur Brillengläser, medizinische Geräte und Messsysteme, sondern bietet auch Konzepte und Technologielösungen für den Fachhandel. Damit setzt ZEISS im Bereich der Augenoptik immer wieder neue Maßstäbe.

### **Kontaktieren Sie uns**

ZEISS Customer Service

[+43 1 795 18-0](#)

[E-Mail](#)



<sup>1</sup> © GfK 2015; OMO Optical Monitor, Winter Trends 2014/2015 March 1, 2015 – Simone Cornelsen, Giampaolo Falconio Quelle: Yougov omnibus research, Feb 2015



---

#### **Mehr erfahren**

Sehen verstehen  
Gesundheit + Vorsorge  
Lifestyle + Fashion  
Autofahren + Mobilität  
Sport + Freizeit  
Arbeitswelt

#### **Ihre Wahl - unsere Hilfe**

Fernbrillen + Lesebrillen  
Gleitsichtbrillen  
Sonnenbrillen  
Bildschirmbrillen  
Sportbrillen  
Kinderbrillen  
Brillenglasveredelungen  
Kontaktlinsen  
Brillenreinigung  
Beim Optiker

#### **Serviceangebote**

Testen Sie Ihr Sehprofil  
Machen Sie den Online-Seh-Check  
Das ist die ZEISS Seh-Analyse

#### **Für Augenoptiker**

Augen auf bei der Wahl Ihres Partners.  
Instrumente + Technologien  
ZEISS Brillengläser  
ZEISS Reinigungslösungen  
ZEISS Partner-Netz